

Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)

产品简介:

Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)由 Tris、MOPS、SDS 等组成,用于分离蛋白和多肽,使用时需用蒸馏水或去离子水溶解,调节其 pH 值接近 8.3 后使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PE0082	Storage
	Tris-MOPS-SDS 电泳粉剂(1×)		10×1L
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、用 800ml 蒸馏水或去离子水溶解一份该粉剂,调节其 pH 值接近 8.3,补水至 1000ml。
- 2、在电泳装置内加入 Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液,装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NA0034	Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE)
PE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
PE0103	Acr-Bis(30%,29:1)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)